



## INSTRUCCIONES DE USO

Derechos de autor 2013 © Home Skinovations Ltd. Todos los derechos reservados.

Fecha de impresión: 03/2013

Home Skinovations Ltd. se reserva el derecho a hacer cambios en sus productos o especificaciones para mejorar el desempeño, fiabilidad o elaboración. La información suministrada por Home Skinovations Ltd. se considera exacta y fiable en la fecha de su publicación. No obstante, Home Skinovations Ltd. no asume responsabilidad alguna por su uso. No se otorga licencia por su implicación ni bajo patente o derechos de patente algunos de Home Skinovations Ltd.

No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Home Skinovations Ltd.

Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.

Home Skinovations Ltd. cuenta con patentes y aplicaciones para patentes, marcas registradas, derechos de autor pendientes u otros derechos de propiedad intelectual que cubren los asuntos del presente documento. El suministro del presente documento no le otorga licencia alguna a tales patentes, marcas registradas, derechos de autor o todo otro derecho de propiedad intelectual excepto lo explícitamente estipulado en todo acuerdo escrito de Home Skinovations Ltd.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam casilla de Correos 533 Yokneam 20692, ISRAEL [www.silkn.com](http://www.silkn.com), [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## Índice

1. ¿Qué es Silk'n Glide™?	62
1.1 Descripción del aparato Silk'n Glide™	62
1.2 Contenido del paquete	62
2. El uso al cual está destinado Silk'n Glide™	63
3. Seguridad con Silk'n Glide™	63
4. Contraindicaciones	64
5. Cuando evitar el uso de Silk'n Glide™	66
6. Precauciones – La manera segura de utilizar Silk'n Glide™	67
7. Posibles efectos secundarios dado al uso de Silk'n Glide™	68
8. Para obtener mejores resultados, planea su depilación con Silk'n Glide™	69
9. Los primeros pasos con Silk'n Glide™	70
9.1. ¿Qué esperar del tratamiento con Silk'n Glide™?	73
9.2. Después del tratamiento con Silk'n Glide™	73
10. El mantenimiento de Silk'n Glide™	73
10.1. Limpieza del Silk'n Glide™	73
11. Localización de fallas	74
11.1. "Mi Silk'n Glide™ no se enciende"	74
11.2. "No se emite un pulsación de luz cuando presiono la llave de pulsaciones"	74
12. Servicio al cliente	75
13. Especificaciones	75
14. Rotulación	196


Previamente al uso de Silk'n Glide™ por primera vez, por favor lea todo este manual de usuario. Se debe poner especial atención a las secciones sobre los procedimientos de uso del aparato, el funcionamiento del aparato, y los procedimientos para después del uso. Recomendamos que, previamente a cada uso del Silk'n Glide™, se familiarice con este Manual de Usuario. Silk'n Glide™ es un potente aparato eléctrico. Como tal, debe usarse poniendo especial atención en los temas de seguridad. Por favor lea todas las advertencias y al usar el Silk'n Glide™ cumpla estrictamente con las precauciones de seguridad.

## 1. Antes de comenzar

**Silk'n Glide™ es un aparato a base de luz para depilación duradera, diseñado para el uso en el hogar**

### 1.1 Descripción del dispositivo Silk'n Glide™

EL DISPOSITIVO DE DEPILACIÓN Silk'n Glide™ tiene una SUPERFICIE DE TRATAMIENTO, un PANEL DE CONTROL y un GATILLO DE PULSOS.



- ① Panel de control
- ② Gatillo de pulsos
- ③ Sensor del color de piel
- ④ Superficie de tratamiento
- ⑤ Botón central
- ⑥ Luces indicadoras del nivel de energía
- ⑦ Luz indicadora de Listo/Advertencia respecto al tono de piel

### 1.2 Contenido del paquete

Al abrir el paquete del Silk'n Glide™, hallará las siguientes partes:

- Dispositivo de depilación Silk'n Glide™
- Cuerda AC
- Este Manual de usuario

## 2. El uso al cual está destinado Silk'n Glide™

Silk'n Glide™ está diseñado para eliminar vello indeseado. Silk'n Glide™ también está diseñado para lograr resultados a largo plazo o para la reducción permanente de vello. Definición de la reducción permanente de vello: reducción estable a largo plazo del número de pelos que vuelven a crecer después del régimen de tratamiento.

Es posible utilizar el Silk'n Glide™ para eliminar vello corporal indeseado.

Las áreas ideales para usar el Silk'n Glide™ incluyen las axilas, línea de bikini, brazos, piernas, rostro, espalda, hombros y pecho

## 3. Seguridad con Silk'n Glide™

Con Silk'n Glide™ la seguridad es primordial

**La tecnología HPL™ de Silk'n Glide™ - Más seguridad con un menor nivel de energía:**

La tecnología Home Pulsed Light™ es capaz de lograr resultados duraderos en depilación utilizando una fracción del nivel de energía usada en otros equipos de depilación a base de luz. La baja energía utilizada por Silk'n Glide™ reduce la posibilidad que cause daños o complicaciones, y contribuye a su seguridad general.

**Silk'n Glide™ protege su piel:**

La depilación a base luz no es para complexiones oscuras o piel bronceada. Silk'n Glide™ lleva incorporado un SENSOR DE COLOR DE PIEL, diseñado para medir la complexión de la superficie y permite la aplicación solo en tonos de piel aptos. Esta singular característica de seguridad no le permitirá tratar donde su piel es demasiado oscura o está demasiado bronceada.

Además, la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO de 3 cm², a través de la cual se transmiten los pulsos de luz, está incorporada en el propio dispositivo. Gracias a ello, Glide™ protege su piel al evitar el contacto directo entre la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO y la piel.


**Silk'n Glide™ protege sus ojos:**

Silk'n Glide™ incorpora una protección ocular integrada, diseñada para evitar la emisión de pulsos de luz cuando la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO esté al descubierto. Esta medida de seguridad permite realizar el tratamiento únicamente cuando la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO está en contacto con el tejido.

## 4. Contraindicaciones

### Importante información de seguridad ¡Leer antes del uso!

Silk'n Glide™ no es apto para todo el mundo. Por favor, antes del uso lea y tome en cuenta la información contenida en la siguiente sección. Para más información y asesoramiento personalizado, también puede visitar el sitio [www.silkn.com](http://www.silkn.com) o la página Web de su localidad.

Advertencia	Resultados posibles	Consejo de seguridad
<p><b>Silk'n Glide no debe usarse en pieles naturalmente muy oscuras.</b></p> <p>¡No seguro!</p> 	<p>El tratamiento de piel oscura con Silk'n Glide™ puede causar efectos adversos, tales como rojeces y molestias en la piel.</p>	<p>En el Silk'n Glide™ hay incorporado un exclusivo Sensor de Color de Piel, para medir la complejión de la tez tratada al comienzo de cada sesión y ocasionalmente durante la sesión. El Sensor de Color de Piel garantiza que los pulsos serán emitidos sólo en tonos de piel apropiados.</p>
<p><b>No emplee los niveles de energía 2 a 5 de Silk'n Glide™ sobre piel bronceada o tras una exposición reciente al sol (incluyendo máquinas de bronceado artificial).</b></p> <p><b>No exponer al sol las áreas tratadas</b></p>	<p>Un tratamiento con Silk'n Glide™ en los niveles de energía 2 a 5 antes o después de la exposición al sol puede causar efectos adversos, como rojeces y malestar en la piel. La piel bronceada, especialmente tras la exposición al sol, contiene grandes cantidades de melanina. Esto se aplica a todos los tipos de piel y complejiones, incluso las que aparentemente no se broncean rápido. La presencia de grandes cantidades de Melanina expone la piel a mayor riesgo cuando se utiliza todo método de depilación a base de luz.</p>	<p>Si utiliza un nivel de energía superior al más bajo, evite la exposición al sol durante 4 semanas antes de realizar un tratamiento Silk'n Glide™.</p> <p>La exposición al sol incluye exposición sin protección a la luz directa del sol, constantemente durante 15 minutos, o exposición sin protección a luz solar difusa constantemente durante 1 hora. Para proteger la piel recientemente tratada, al exponerse a la luz solar, debe aplicar bloqueador solar de SPF30 ó más durante dos semanas después de cada sesión de depilación.</p> <p>El nivel de energía más bajo de Silk'n Glide (1) está diseñado especialmente para un uso seguro, incluso tras la exposición al sol. Puede seguir usando Silk'n Glide después de la exposición al sol, pero solo al nivel de energía más bajo.</p>

<b>Advertencia</b>	<b>Resultados posibles</b>	<b>Consejo de seguridad</b>
Nunca utilice Silk'n Glide™ alrededor o cerca de los ojos.	No obstante, Silk'n Glide™ puede utilizarse para el tratamiento de vello facial, pero se debe tomar precaución extra en el rostro para evitar los ojos.	Silk'n Glide™ incorpora una protección ocular integrada, diseñada para evitar la emisión de pulsos de luz cuando la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO esté al descubierto. El gatillo de pulsos solamente permite realizar el tratamiento cuando la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO está en contacto con el tejido.
No tratar sobre tatuajes o maquillaje permanente, manchas marrón oscuro o negras (como grandes pecas, marcas de nacimiento, lunares o verrugas), pezones, genitales o labios.	Tratar con Silk'n Glide™ cualquier área de piel oscura o con más pigmentación puede causar efectos adversos tales como quemaduras, ampollas y cambios en el color de la piel (hiper o hipopigmentación).	Cubra la zona con material que no absorbe la luz, por ejemplo con una tela blanca o con cinta adhesiva medicinal.
No tratar zonas con eczema, psoriasis, lesiones, heridas abiertas o infecciones (herpes), enfermedades de la piel causadas por enfermedades sistémicas o metabólicas (por ejemplo: diabetes).	Tratamientos a base de luz pueden causar reacciones adversas en áreas que ya eran sensitivas.	Espere que sane el área afectada antes de usar Silk'n Glide™.
Un área de tratamiento con historia de brotes de herpes.	Tratamientos a base de luz pueden causar reacciones adversas en áreas que ya eran sensitivas.	Consulte con su médico para recibir tratamiento preventivo antes de utilizar Silk'n Glide™.
No tratar con Silk'n Glide™ si está embarazada o amamanta.	Cambios hormonales durante el embarazo pueden incrementar la sensibilidad de la piel y el riesgo de efectos adversos.	
No tratar las áreas en las cuales desea que crezca el pelo.	Los resultados son permanentes.	
¡Mantenga todas las partes del Silk'n Glide™ alejados del agua! No coloque ni guarde el Silk'n Glide™ donde pueda caerse, ser empujado o botarse en una bañera, fregadero o cualquier otro recipiente con agua.	Lo mencionado podría causar una severa electrocución.	No use el Silk'n Glide™: al bañarse o si está mojado o húmedo. Desenchufe inmediatamente si ha caído al agua.

Advertencia	Resultados posibles	Consejo de seguridad
No intente abrir o reparar su dispositivo Silk'n Glide™.	Abrir el Silk'n Glide™ podría exponerla a los peligrosos componentes eléctricos y a la energía de luz pulsada, los unos o la otra podrían causar serios daños físicos y/o lesiones permanentes a los ojos. También podría causar daño a su aparato e invalidaría la garantía.	Please contact Silk'n™ Customer Service if you have a broken or damaged device in need of repair.

## 5. No usar el Silk'n Glide™ si:

El dispositivo debe funcionar exclusivamente con los enchufes, acoplamientos o accesorios proporcionados con su Glide	Home Skinovations Ltd. no recomienda usar adjuntos o accesorios	Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™.
el cable o el enchufe están dañados	Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes.	Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™.
ve o huele humo mientras está en uso.		Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™.
no funciona correctamente o parece estar dañado.		Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™.
su Sensor de Color de Piel está rajado o roto.		Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™.
La capa exterior está agrietada o se separa.		Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™.

## 6. Evite usar el Silk'n Glide™ si acontece uno de los siguientes casos:

Historia de formación de cicatrices queloides.	Consulte con su médico antes de usar el Silk'n Glide™.
Si sufre de epilepsia.	
Si sufre de una enfermedad relacionada a la fotosensibilidad, fotosensibilidad, como la porfiria, la erupción lumínica polimórfica, urticaria solar, lupus, etc.	
si usted tiene un historial de cáncer de piel o áreas con potencial de tumores malignos cutáneos.	
Si durante los últimos 3 meses ha recibido tratamientos de radioterapia o quimioterapia.	
Si sufre de cualquier otra enfermedad que en opinión de su médico el tratamiento sería no seguro.	
Si en los últimos 6 meses su piel fue tratada con un fármaco prescrito por el médico, por favor consulte con su médico.	



## 7. Posibles efectos secundarios al usar Silk'n Glide™

Al ser usado de acuerdo con las instrucciones, son poco comunes los efectos secundarios y las complicaciones asociados al uso del Silk'n Glide™. No obstante, todo procedimiento cosmético, incluyendo los diseñados para ser llevados a cabo en el hogar, involucra algún riesgo. Por lo tanto es importante comprender y aceptar los riesgos y las complicaciones que pueden acontecer con los sistemas de depilación por pulsaciones de luz diseñados para el uso en el hogar.

Reacciones adversas	Grado de riesgo
<b>Molestias menores en la piel</b> – A pesar de que la depilación con luz pulsada es generalmente muy bien tolerada, la mayoría de los usuarios sienten una leve molestia durante el uso, usualmente descrita como una sensación de leve escozor en las áreas tratadas. La sensación de escozor persiste durante la aplicación misma o unos pocos minutos después. Cualquier sensación más allá de esta leve molestia es anormal y significa que o bien no se debe seguir utilizando Silk'n Glide™, ya que es incapaz de tolerar la aplicación de la depilación, o que el ajuste de nivel de energía es demasiado alto.	Bajo
<b>Enrojecimiento de la piel</b> – Su piel puede enrojecer inmediatamente después de utilizar el Silk'n Glide™ o dentro de las 24 horas después de usarlo. El enrojecimiento generalmente desaparece dentro de 24 horas. Consulte con su médico si no desaparece en 2 ó 3 días.	Bajo
<b>Aumento de la sensibilidad de la piel</b> – El área de piel tratada es más sensible, por lo cual podría aparecer sequedad o descamación de la piel.	Bajo
<b>Cambios de pigmentación</b> – Silk'n Glide™ tiene como objetivo el tallo del pelo, en particular las células pigmentadas en el folículo del pelo y el folículo del cabello mismo. Sin embargo existe el riesgo de hiperpigmentación temporal (aumento de pigmento o coloración marrón) o hipo pigmentación (blanqueamiento) en la piel circundante. El riesgo de cambios en la pigmentación de la piel es mayor en personas con piel más oscura. Por lo general, la decoloración o los cambios de pigmentación de la piel son temporales y es raro que ocurra hiperpigmentación o hipo pigmentación permanentes.	Raro
<b>Enrojecimiento e inflamación excesivos</b> – En raros casos la piel tratada puede tornarse muy roja e inflamada. Lo mencionado es más común en las áreas sensibles del cuerpo. El enrojecimiento y la inflamación deben desaparecer en 2 a 7 días y deben ser tratadas con la frecuente aplicación de hielo. Está bien limpiar con suavidad, pero se debe evitar la exposición al sol.	Raro

## 8. El método Silk'n Glide™ de depilación a largo plazo

Un ciclo típico de crecimiento de pelo puede llevar 18-24 meses. Durante este tiempo, podrían requerirse sesiones múltiples de Silk'n Glide™ para lograr una depilación duradera.

La eficacia de la depilación varía de una persona a otra de acuerdo con el área del cuerpo, el color del pelo, y la manera en que se utiliza el Silk'n Glide™.

Un plan típico de depilación con Silk'n Glide™ durante un ciclo de crecimiento completo:

Tratamientos 1-4 - programar con dos semanas de distancia entre los tratamientos

Tratamientos 5-7 - programar con cuatro semanas de distancia entre los tratamientos.

Tratamiento 8+ - tratar según sea necesario, hasta lograr los resultados deseados.

### Los resultados esperados del tratamiento de depilación

Tipo de piel Fitzpatrick	Color de pelo	Fluencia de luz [J/cm²]	Área anatómica del cuerpo <sup>2</sup>	Número promedio de tratamientos <sup>1</sup>	Eficacia (%de eliminación de vello/recrecimiento) <sup>1</sup>
I-IV	Marrón claro a marrón	3-4.5	Piernas o muslos	Sesiones 10-12, separadas aproximadamente cuatro semanas una de la otra	60% reducción de vello
			Brazos		50% reducción de vello
			Línea de bikini		60% reducción de vello
			Axilas		55% reducción de vello
I-IV	Marrón a negro	3-4.5	Piernas o muslos	Sesiones 8-10, separadas aproximadamente cuatro semanas una de la otra	70% reducción de vello
			Brazos		60% reducción de vello
			Línea de bikini		70% reducción de vello
			Axilas		65% reducción de vello

<sup>1</sup> La respuesta individual depende del tipo de pelo, así como de factores biológicos que pueden afectar patrones de crecimiento de pelo. Algunos pacientes pueden responder más o menos rápido que el número promedio de tratamientos.

<sup>2</sup> No es posible esperar resultados en una o dos sesiones de depilación duradera. La duración del período latente de los folículos capilares también depende de la parte del cuerpo.

## 9. Primeros pasos con Silk'n Glide™

1. Extraiga el DISPOSITIVO DE DEPILACIÓN Silk'n Glide™ y el resto de componentes de la caja.
2. Conecte el cable ADAPTADOR en la entrada del DISPOSITIVO DE DEPILACIÓN Silk'n Glide™.
3. Enchufe el ADAPTADOR en una toma de corriente. Todas las luces indicadoras del PANEL DE CONTROL se encenderán y apagarán repetidamente en un movimiento circular.  
Su Silk'n Glide™ está listo para comenzar.

### ¡Tratar con Silk'n Glide™ de manera segura y correcta!

Elija áreas a tratar que no han sido recientemente expuestas al sol.

4. La piel de las áreas tratadas debe estar rasurada, limpia, seca y libre de polvos, antitranspirantes o desodorantes. No depilar con cera, ni sacar el pelo con pincitas ¡Rasurar es un importante paso para obtener los resultados deseados!
5. Pulse el BOTÓN CENTRAL. El dispositivo se encenderá, la LUZ INDICADORA de nivel de energía 1 (verde) se encenderá y se empezará a oír el ruido del ventilador.
6. Aproximadamente 1 segundo después de haber pulsado el BOTÓN CENTRAL, la LUZ INDICADORA DE LISTO/ ADVERTENCIA RESPECTO AL TONO DE PIEL (amarilla) se encenderá. En ese momento, el dispositivo ya está listo para que usted accione el gatillo del primer pulso, al nivel de energía más bajo.
7. Si es su primer tratamiento - Elija el nivel de energía. Glide™ ofrece 5 niveles de energía desde 1 (el más bajo) hasta 5 (el más alto). Para elegir el nivel de energía correcto para su primer tratamiento, pruebe por separado cada área de tratamiento:

- Coloque la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO sobre la piel y presione el gatillo para emitir un pulso. Si no nota un malestar fuera de lo normal, pulse el BOTÓN CENTRAL de nuevo. De este modo aumentará el nivel de energía. Emita un pulso con nivel de energía 2 en una zona diferente.
- Continúe probando a niveles de energía más altos hasta llegar al nivel más alto con el cual se sienta cómodo. Si dentro de la siguiente hora no experimenta efectos adversos, puede comenzar el tratamiento completo al mismo nivel de energía.
- Repita esta prueba en cada parte del cuerpo que tiene intención de tratar.

8. Configure el nivel de energía. Para configurar un nivel de energía superior o inferior; pulse el BOTÓN CENTRAL repetidamente para aumentar el nivel de energía de 1 a 5 y reducirlo de nuevo directamente, de 5 a 1, hasta establecer el nivel de energía deseado. Las LUCES INDICADORAS DEL NIVEL DE ENERGÍA de color verde indicarán la configuración del nivel de energía. (Para más información, consulte el capítulo "Nivel de energía" de este manual del usuario.)
9. Aplique a la piel la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO, asegurándose de que la piel esté uniformemente

alisada. Tan pronto como la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO esté totalmente en contacto con la piel, la LUZ INDICADORA DE LISTO/ADVERTENCIA RESPECTO AL TONO DE PIEL empezará a parpadear lentamente.

10. Presione el GATILLO DE PULSOS. En primer lugar, el dispositivo determinará el color de su piel. Si es suficientemente clara para que la aplicación sea segura, el dispositivo emitirá un pulso de luz sobre su piel y se apagará la LUZ INDICADORA DE LISTO/ADVERTENCIA RESPECTO AL TONO DE PIEL.

Verá un brillante destello de luz y simultáneamente oír un sutil sonido PUM, que es el ruido normal que hace el dispositivo. Sentirá una leve sensación de calor y hormigueo.

El Silk'n Glide™ se recargará inmediatamente para el próximo pulso.

Al cabo de unos segundos (dependiendo del nivel de energía configurado), la LUZ INDICADORA DE LISTO/ADVERTENCIA RESPECTO AL TONO DE PIEL de color amarillo se volverá a encender y empezará a parpadear lentamente cuando entre de nuevo en contacto con la piel.

11. Retire la Superficie de Tratamiento del área de piel tratada.
12. Elija un método de aplicación para su sesión. Glide™ puede aplicarse de dos maneras: "Pulsación" and "Deslizamiento" (para más información, consulte el cuadro de métodos de aplicación que figura a continuación).
- Con el método PULSACIÓN, siga los pasos 9 a 11 anteriores en otra zona varias veces hasta cubrir la por completo.
  - Con el método DESLIZAMIENTO, mantenga continuamente presionado el GATILLO DE PULSOS y deslice el dispositivo con suavidad a través del área de tratamiento.



¡Si su piel se ampolla o quema, DETENGA INMEDIATAMENTE EL USO!

## Métodos de aplicación

### PULSACIÓN

La PULSACIÓN es la mejor técnica para operar con los niveles más altos de energía, ya que permite un mejor control de la cobertura de la piel.

Mueva la Superficie de Tratamiento a otra área de la piel. Utilice las marcas de presión que el dispositivo ha dejado sobre su piel, para guiarse y colocar correctamente el próximo pulso, evite tanto espacios como superposiciones entre un pulso y el otro.

Las pulsaciones de Silk'n Glide™ deben ser administradas en filas, comenzando en un extremo de cada fila y progresando de manera secuencial hacia el otro extremo. Esta técnica permite un mejor control para cubrir la piel, y ayuda a evitar que se trate la misma área más de una vez o la superposición de áreas de piel.



¡Trate de evitar la superposición de pulsaciones!



No trate la misma área de piel más de una vez por sesión de depilación!  
Al tratar la misma área de piel más de una vez por sesión aumenta la posibilidad de efectos adversos.



Si su piel se ampolla o quema ¡CESE INMEDIATAMENTE EL USO!

## DESGLIZAMIENTO

El DESGLIZAMIENTO es el mejor modo de operar con niveles bajos de energía y obtener una sesión rápida y más eficiente.

Si emplea el método de Deslizamiento, mantenga continuamente presionado el GATILLO DE PULSOS, deslizando el dispositivo por la zona que desea tratar, moviéndose lentamente sin perder el contacto con la piel. A los niveles de energía inferiores, el dispositivo necesita únicamente de 1 a 1,5 segundos para recargarse entre pulsos y proporciona una secuencia de pulsos ininterrumpida.

## Energía

El nivel de energía determina la intensidad del pulso de luz que Silk'n Glide™ transmite a la piel. A medida que aumenta el nivel de energía también lo hacen los resultados de la depilación, así como el riesgo de posibles efectos secundarios y complicaciones.

Glide™ ofrece 5 niveles de energía, desde el 1 (el más bajo) hasta el 5 (el más alto), representados por 5 luces indicadoras del nivel de energía.

Cada vez que se enciende el Silk'n Glide™, el nivel de energía será automáticamente reseteado al nivel de energía más bajo. Se encenderá solo una Luz Indicadora del Nivel de Energía.

Para configurar el nivel de energía, pulse el BOTÓN CENTRAL repetidamente para aumentar el nivel de energía de 1 a 5 y reducirlo de nuevo directamente, de 5 a 1.

## Sensor de Color de Piel

La depilación a base de luz en complejiones más oscuras puede resultar en efectos adversos tales como quemaduras, ampollas, y cambios de color de la piel (hiper o hipo-pigmentación).

A fin de prevenir tal uso incorrecto, al comienzo de cada sesión y ocasionalmente durante la sesión, el singular Sensor de Color de Piel en el Silk'n Glide™ mide la complejión de la piel tratada. Si el Sensor de Color de Piel detecta un tono de piel que es demasiado oscuro para la aplicación del Silk'n Glide™, el aparato cesará automáticamente la emisión de pulsaciones.

Si no ve ningún pulso de luz y la LUZ INDICADORA DE LISTO/ADVERTENCIA RESPECTO AL TONO DE PIEL parpadea rápidamente, quiere decir que su tono de piel, medido por el SENSOR DE COLOR DE PIEL, es demasiado oscuro para que la aplicación sea segura. Intente utilizar el dispositivo en otra parte del cuerpo o póngase en contacto con el servicio técnico de Silk'n™.

## 9.1. ¿Qué esperar del tratamiento con Silk'n Glide™?

Para muchas personas, el uso de Silk'n Glide™ puede ser su primera experiencia con un aparato basado en luz, diseñado para el uso en el hogar. Silk'n Glide™ es simple de usar, y las sesiones de depilación son rápidas. Durante la sesión de Silk'n Glide™ es normal sentir y experimentar:

- **Ruido de ventilador** – el ventilador de Silk'n Glide™ emite un ruido similar al del secador de pelo. Es normal.
- **Un sonido como de disparo con cada pulsación** – cuando se activa una pulsación de luz HPL™, es normal escuchar un tenue sonido como de disparo simultáneamente con la señal de luz.
- **Una sensación de calor y cosquilleo** - durante cada pulsación de luz es normal sentir una tenue sensación de calor y cosquilleo de la energía de luz.
- **Alguna tenue rojez o color rosa** – durante y justo después de su sesión Silk'n Glide™, no es fuera de lo común ver en la piel algún color rosado y muy tenue. Esto es usualmente más notable alrededor de los pelos mismos.

No obstante, si observa enrojecimiento total de la piel, ampollas o quemaduras, cese inmediatamente el uso del Silk'n Glide™.

## 9.2. Después del tratamiento con Silk'n Glide™

- Cuando haya finalizado la sesión con Glide™, mantenga pulsado el BOTÓN CENTRAL para apagar Glide™. Asegúrese de recordar la última configuración del nivel de energía que haya utilizado, ya que esta no se restablecerá al volver a conectar Glide™.
- Desenchufe el cable del Adaptador del tomacorriente.
- Después de cada sesión de depilación, se recomienda limpiar el aparato Silk'n Glide™, especialmente la Superficie de Tratamiento (ver: "Limpieza del Silk'n Glide™").
- Después de la limpieza, se recomienda almacenar el aparato Silk'n Glide™ en su caja original, y mantenerla apartada del agua.



El tratamiento de la piel después de la sesión de depilación.

Evite toda exposición al sol de las zonas de piel tratadas con niveles de energía 2 a 5. Asegúrese de proteger cuidadosamente la piel tratada con protector solar a lo largo de todo el período de depilación y al menos durante las 2 semanas posteriores a la última sesión con Silk'n Glide™.

# 10. El mantenimiento de Silk'n Glide™

## 10.1. Limpieza del Silk'n Glide™

Después de cada sesión de depilación, se recomienda limpiar el aparato Silk'n Glide™, y especialmente la Superficie de Tratamiento

- Desenchufe el Silk'n Glide™ antes de limpiarlo.
  - Use un paño seco y limpio y un producto de limpieza especialmente destinado a equipos electrónicos, para enjuagar con delicadeza la superficie del Silk'n Glide™, y especialmente la Superficie de Tratamiento.
- ¡Nunca sumerja en agua el Silk'n Glide™ ni cualquiera de sus partes!

# 11. Localización de fallas

## 11.1. Mi Silk'n Glide™ no se enciende

- Verificar que el cable del Adaptador está correctamente conectado al aparato Silk'n Glide™
- Verificar que el cable del Adaptador está enchufado en el tomacorriente en la pared

## 11.2. “No se emite ningún pulso luminoso cuando presiono el GATILLO DE PULSOS

Asegúrese de que la LUZ INDICADORA DE LISTO/ADVERTENCIA RESPECTO AL TONO DE PIEL de color amarillo parpadea lentamente para garantizar un correcto contacto con la piel y que la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO esté uniforme y firmemente presionada contra la piel. Para su seguridad, el GATILLO DE PULSOS solamente activará un pulso si la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO está firmemente presionada contra la piel.

- Compruebe la LUZ INDICADORA DE ADVERTENCIA RESPECTO AL TONO DE PIEL. Si parpadea rápidamente, quiere decir que su tono de piel, medido por el SENSOR DE COLOR DE PIEL, es demasiado oscuro para que la aplicación sea segura. Intente utilizar el dispositivo en otra parte del cuerpo o póngase en contacto con el servicio técnico de Silk'n™.
- Si la luz amarilla está permanentemente encendida, junto con cualquier otra luz indicadora, se ha producido un error en el sistema. Si este problema persiste, póngase en contacto con su Centro de Atención al Cliente de Glide™ local.
- Si estos problemas persisten, póngase en contacto con su Centro de Atención al Cliente de Glide™ local.
- Compruebe si la Luz Indicadora de Error del Sistema está encendida y si el resto de luces parpadean. De ser así, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación. El dispositivo ha alcanzado la fase de Fin de Vida Útil y debe ser desechado correctamente. Deposite su viejo equipo en el punto de recogida de residuos electrónicos más cercano para que sea retirado de modo seguro y eficiente.



No intente abrir o reparar su aparato Silk'n Glide™. Solo centros de reparación autorizados por Silk'n™ tienen el permiso de hacer las reparaciones.

El abrirlo podría exponerla a usted a los peligrosos componentes eléctricos y a la energía de pulsaciones de luz, siendo que tanto lo uno como lo otro capaces de causar lesiones corporales y/o lesiones permanentes a los ojos.

Tratar de abrir el Silk'n Glide™ también puede causar daños al aparato y anula su garantía.

Por favor establezca contacto con el Servicio al Cliente de Silk'n™ si tiene un aparato roto o dañado que necesita ser reparado

## 12. Servicio al cliente

Para más información sobre Silk'n Glide™ por favor ingrese al sitio acorde a su localidad: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) o [www.silkn.com](http://www.silkn.com).

Si su Silk'n Glide™ está roto, dañado, necesita una reparación o para cualquier otra asistencia al usuario respecto al Silk'n Glide™, por favor contacte su Servicio Local al Cliente de Silk'n Glide™

Para clientes en Canadá y los EE.UU.: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com)

Para clientes en otros países: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## 13. Especificaciones

Tamaño del lugar		1.3cm x 3cm [3.9cm <sup>2</sup> ]
Velocidad		nivel de energía 1 - 1 pulso cada 1 segundo
		nivel de energía 2 - 1 pulso cada 1,5 segundos
		nivel de energía 3 - 1 pulso después de 2,3 segundos
		nivel de energía 4 - 1 pulso después de 3 segundos
		nivel de energía 5 - 1 pulso después de 3,4 segundos
Tecnología		
Nivel máximo de energía		Home Pulsed Light™
Largo de onda		Max 5J/cm <sup>2</sup>
Tiempo de carga / suministro de corriente		475-1200nm
Requisitos eléctricos		Funcionamiento continuo
Tiempo necesario para tratar piernas más largas		100-240VAC, 2A
Funcionamiento y seguridad		30 minutos
Tamaño del paquete		El Sensor de Color de Piel garantiza un uso perfecto únicamente en los tipos de piel adecuados
Peso del sistema		180x180x100 cm
Temperatura	Funcionamiento	200 g
	Almacenamiento	De 10°C a 35°C
Humedad relativa	Funcionamiento	-40 to +70°C
	Almacenamiento	30 to 75%rH
Presión atmosférica	Funcionamiento	10 to 90%rH
	Almacenamiento	700 to 1060hPa
		500 to 1060hPa